



ARCHITECT c4000

- Resultados equivalentes en todos los sistemas de química ARCHITECT
- Excelente tiempo de ejecución STAT
- Tecnología química avanzada

Put science on your side.

 **Abbott**
A Promise for Life

ARCHITECT c4000

Verdadera comunidad de familia

Usted se beneficia de la transferencia sin problemas de un sistema a otro.

- Resultados equivalentes en todos los sistemas ARCHITECT c.
- Tecnología, reactivos y protocolos de ensayo idénticos.
- Software idéntico de operación intuitiva.
- Portador de muestra ARCHITECT universal.

Integración sin compromiso

Usted se beneficia de un enfoque único de consolidación.

- La tecnología SmartWash asegura que no queda remanente traspasado de un tubo a otro, clínicamente significativo (menos de 0.1 ppm)
- El gestor robótico de muestra (RSH) elimina los cuellos de botella y prioriza las peticiones urgentes.
- Procesamiento STAT inmediato para un tiempo de ejecución corto y consistente.

- 90 posiciones de reactivo refrigerado hasta para 55 ensayos diferentes, más ISE patentado (Na^+ , K^+ y Cl^-).
- Capacidad de carga de 100 muestras, incluyendo 5-35 posiciones de prioridad (personalizado en el sitio).
- Acceso continuo de muestras.
- Rendimiento de hasta 400 pruebas fotométricas, más hasta 600 pruebas ISE (electrodo selectivo a iones) por hora.

Sistema mejorado y dinámica del ensayo

Usted se beneficia de la tecnología química más reciente.

- La metodología FlexRate extiende linealidades y evita repeticiones.
- La tecnología de chip integrado (ICT) proporciona análisis ISE (Na^+ , K^+ y Cl^-) con mantenimiento mínimo, bajo volumen de muestra ($15 \mu\text{L}$) y precisión intraserial excepcional (1% o menos).
- La detección de nivel de líquido, combinada con tecnología diferencial de presión para una mejor detección de burbujas y coágulos, asegura la preparación de muestra exacta.



Portador de muestra ARCHITECT Universal



Las bahías de prioridad RSH permiten el acceso del tubo de muestra STAT en 2 minutos o menos



Se muestra en tamaño real

El ARCHITECT c4000 puede integrarse con el ARCHITECT i1000SR para consolidar química clínica e inmunoensayo en una plataforma.



c4000

+



i1000SR

=



ci4100

Abbott GmbH & Co. KG
Abbott Diagnostics
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden, Germany
Tel. (+49) 6122 580
Fax (+49) 6122 581244
www.abbottdiagnostics.com

ARCHITECT, c4000, i1000SR, ci4100 y "Put science on your side" son marcas registradas de Abbott Laboratories en varias jurisdicciones.

Abbott
Diagnostics